

HIDREX[®]
Selbstbestimmt leben!

Hidrex Flex



Erprobungs- und Anpassungs- Koffer

RSST und Umfeldsteuerung



(Artikelnummer: HAL62210)



Inhalt

Aufriss Kofferinhalt.....	3
Gestänge (je 2 Stück).....	4
Verbindungsknoten und Gestänge Anbindungen	5
Rahmen-Klemmen mit Gestänge-Basis	5
Rahmenklemmen	6
Reduzierschalen (je 1 Paar)	6
Montageadapter	7
Entsorgung von Verpackung und Elektro-Altgeräten.....	8








Aufriss Kofferinhalt



Gestänge (je 2 Stück)

1 a		Gestänge Ø 16mm Länge 350 mm	Art. Nr. HAL62074
1 b		Gestänge Ø 16mm Länge 300 mm	Art. Nr. 1200132
1 c		Gestänge Ø 16mm Länge 250 mm	Art. Nr. HAL62073
1 d		Gestänge Ø 16mm Länge 200 mm	Art. Nr. HAL62072
1 e		Gestänge Ø 16mm Länge 150 mm	Art. Nr. HAL62071
1 f		Gestänge Ø 16mm Länge 100 mm	Art. Nr. HAL62070
2 a		Gestänge Ø 10mm Länge 350 mm	Art. Nr. HAL62167
2 b		Gestänge Ø 10mm Länge 300 mm	Art. Nr. HAL62178
2 c		Gestänge Ø 10mm Länge 250 mm	Art. Nr. 1200134
2 d		Gestänge Ø 10mm Länge 200 mm	Art. Nr. 1200135
2 e		Gestänge Ø 10mm Länge 150 mm	Art. Nr. HAL62196
2 f		Gestänge Ø 10mm Länge 100 mm	Art. Nr. HAL62069
2 g		Gestänge Ø 10mm Länge 40 mm	Art. Nr. HAL62068










Verbindungsknoten und Gestänge Anbindungen

3.1		4 Stück Verbindungsknoten Ø16mm/Ø16mm QS	Art. Nr. HAL62061
<i>alternativ</i>		Verbindungsknoten Ø16mm/Ø16mm ohne QS	Art. Nr. 1200158
3.2		4 Stück Verbindungsknoten Ø16mm/Ø10mm QS	Art. Nr. HAL62060
<i>alternativ</i>		Verbindungsknoten Ø16mm/Ø10mm ohne QS	Art. Nr.: 1200133
3.3		4 Stück Verbindungsknoten Ø10mm/Ø10mm QS	Art. Nr. HAL62059
<i>alternativ</i>		Verbindungsknoten Ø10mm/Ø10mm ohne QS	Art. Nr. 1200136
3.4		1 Stück Gestänge Anbindung Basis Ø16 mm	Art. Nr. 1200130
3.5		1 Stück Gestänge Anbindung Basis Ø10 mm	Art. Nr. HAL62176






Rahmen-Klemmen mit Gestänge-Basis

4.1		1 Stück Rahmen-Klemme Ø19 mm offen mit Basis Ø16 mm	Art. Nr. HAL62163
4.2		1 Stück Rahmen-Klemme Ø25 mm offen mit Basis Ø16 mm	Art. Nr. HAL62122
4.3		1 Stück Rahmen-Klemme Ø10-13 mm mit Basis Ø10 mm	Art. Nr. HAL62171
4.4		1 Stück Rahmen-Klemme Ø25 mm mit Basis Ø10 mm	Art. Nr. HAL62165
4.5		1 Stück Rahmen-Klemme Ø bis 30 mm mit Basis Ø16 mm	Art. Nr. HAL62090
4.6		1 Stück Rahmen-Klemme Ø22 mm offen mit Basis Ø16 mm	Art. Nr. HAL62164
4.7		1 Stück Rahmen-Klemme Ø25 mm mit Basis Ø16 mm	Art. Nr. HAL62095















Rahmenklemmen

5.1		1 Stück Rahmen-Klemme Ø25 mm geschlossen	Art. Nr. HAL60540
5.2		1 Stück Rahmen-Klemme Ø19 mm offen	Art. Nr. HAL62161
5.3		1 Stück Rahmen-Klemme Ø30-70 mm für eckige Profil-Rohre	Art. Nr. HAL60550
5.4		1 Stück Rahmen-Klemme Ø30 mm geschlossen	Art. Nr. HAL62019
5.5		1 Stück Rahmen-Klemme Ø32 mm geschlossen	Art. Nr. HAL60561
5.6		1 Stück Rahmen-Klemme Ø36 mm geschlossen	Art. Nr. HAL62023
5.7		1 Stück Rahmen-Klemme Ø bis 30 mm	Art. Nr. HAL62011
5.8		1 Stück Rahmen-Klemme Ø22 mm offen	Art. Nr. HAL62161
5.9		1 Stück Rahmen-Klemme Ø25 mm offen	Art. Nr. HAL62128

Reduzierschalen (je 1 Paar)

6.1		Reduzierschalen Ø25 mm auf Ø 19 mm	Art. Nr. HAL60610
6.2		Reduzierschalen Ø25 mm auf Ø 20 mm	Art. Nr. HAL60620
6.3		Reduzierschalen Ø25 mm auf Ø 21 mm	Art. Nr. HAL60630
6.4		Reduzierschalen Ø25 mm auf Ø 22 mm	Art. Nr. HAL60640
6.5		Reduzierschalen Ø25 mm auf Ø 23 mm	Art. Nr. HAL60650

Montageadapter

7.1		2 Stück Montage Adapter für Piko Button, Zapfen Ø10 mm	Art. Nr. 1200137
7.2		1 Stück Rahmen-Adapter Permobil UNI	Art. Nr. HAL60580
7.3		2 Stück Adapter Hinterhauptsteuerung mit Zapfen Ø10 mm	Art. Nr. HAL62114
7.4		Adapterring für Rahmenklemmen	Art. Nr. HAL62033
7.5		2 Stück Adapter Hinterhauptsteuerung mit Zapfen Ø16 mm	Art. Nr. HAL62116
7.6		2 Stück Montage Adapter für BuddyButton, Zapfen Ø10 mm	Art. Nr. HAL62177
7.7		1 Stück Monty-UGA mit Zapfen Ø10 mm	Art. Nr. HAL14003
7.8		1 Stück Montage Adapter Gewa Omni mit Zapfen Ø10 mm	Art. Nr. HAL62120
7.9		1 Stück Montage Adapter Universal # 1 mit Zapfen Ø10 mm	Art. Nr. HAL60278
7.9		1 Stück Geräte-Adapter VESA 75mm x 75mm	Art. Nr. HAL61430
7.10		1 Stück Adapter Ø19mm auf Ø16mm, Länge 140 mm	Art. Nr. HAL62115
7.11		1 Stück Montage Adapter für Omni Display Ø10 mm	Art. Nr. HAL62117
7.12		1 Stück Adapter 4-Kant auf Ø16mm Rohr, Länge 300 mm	Art. Nr. HAL141183
7.13		1 Stück Adapter 6-Kant auf Ø16mm Rohr, Länge 110 mm	Art. Nr. HAL141184

Entsorgung von Verpackung und Elektro-Altgeräten



Unsere Verpackungen und die Transportsicherungsteile wurden aus umweltfreundlichen, wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Im Einzelnen sind dies Formteile aus PS (geschäumtes, FCKW-freies Polystyrol), Folien und Beutel aus PE (Polyäthylen) und Außenverpackung aus Pappe. Entsorgen Sie bitte alle Verpackungsteile umweltfreundlich.

Sollte das Gerät nicht mehr benutzt werden können, gibt Ihnen in Deutschland der zuständige Müllbeseitigungsverband gern Auskunft über notwendige Maßnahmen zur fachgerechten Entsorgung. Im Übrigen sind die nationalen Verordnungen zu beachten.

Geräte, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet solche Elektro- und Elektronik-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeit der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u.U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen (ElektroG).



WEEE-Reg.-Nr.: DE 42510094

Hersteller-Nr. Duales System Interseroh: 134502 (VerpackV)

Hersteller:

HIDREX GmbH

Otto-Hahn-Straße 12

D-42579 Heiligenhaus

Germany

Telefon: +49 2056 98110

Fax: +49 2056 981131

E-Mail: info@hidrex.de

Internet: www.hidrex.de